


## INSTRUÇÕES PARA CRIAR TABELA 2X2 – EPI INFO 7.2


Tabelas Cruzadas é também conhecida como Tabela 2 por 2. Ela é usada para analisar a relação entre dois ou mais valores categóricos e a partir desta tabela, poder gerar diferentes resultados estatísticos. Devido a mudança do design do programa Epi Info (versão 7.2), principalmente no design do Painel de Análises, neste guia vamos demonstrar como realizar uma tabela 2x2 na nova versão do programa. E como banco de dados estamos utilizando o arquivo **2inquerito.xlsx**, disponível juntamente ao Estudo de Caso do curso online.

Primeiramente, abra o Painel de Análises do Epi Info 7. Dentro da tela, clique com o botão direito sobre em qualquer área. Clique em **“Adicionar Dispositivo para Análise”** e selecione a opção **“Tabela M x N / 2 x 2”**.




Nesta tabela, iremos cruzar os dados das variáveis de casos confirmados e sintomas de suor (sudorese).

Em **Variáveis**, selecionar Q13Suor em **Exposição** e Q25Casoconfir em **Resultado**.



A aba de **“Visualização”** contém diferentes ajustes que podem ser feitos conforme a necessidade de sua análise, como alterar o título de sua tabela e adicionar alguma descrição, através de **“Título do dispositivo”** e **“Descrição de dispositivo”** respectivamente. Em **“Opções de Saída”**, você poderá selecionar as informações estatísticas de relevância em sua análise. Após realizadas as alterações desejadas, clique em **OK**.



Pronto! Você poderá visualizar a tabela 2x2 com as variáveis que escolheu.

